




Dwustronne płyty ociekowe



Dwustronne stołowe płyty ociekowe, pozwalające na optymalne wykorzystanie przestrzeni w laboratorium. Wyjątkowo stabilne. Stelaż płyt wykonany z PVC, pręty zaś z PP. Wyposażone w wyjmowaną tackę zbierającą wodę. Pręty można z łatwością montować w dowolnej konfiguracji na stelażu płyty.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	N-0103	Dwustronna płyta ociekowa	40 x 40 cm
	N-0104	Dwustronna płyta ociekowa	50 x 50 cm
	N-0105	Dwustronna płyta ociekowa	60 x 60 cm

Opis

Dwustronne stołowe płyty ociekowe, pozwalające na optymalne wykorzystanie przestrzeni w laboratorium. Wyjątkowo stabilne. Stelaż płyt wykonany z PVC, pręty zaś z PP. Wyposażone w wyjmowaną tackę zbierającą wodę. Pręty można z łatwością montować w dowolnej konfiguracji na stelażu płyty.

Wyposażenie:

Nr art. N-0103: pręty o dł. 60 mm – 5 szt., dł. 100 mm – 26 szt., pręty przedłużające o dł. 150 mm (do nakładania na pręty o dł. 100 mm) – 2 szt.

Nr art. N-0104: pręty o dł. 60 mm – 10 szt., dł. 100 mm – 39 szt., pręty przedłużające o dł. 150 mm (do nakładania na pręty o dł. 100 mm) – 4 szt.

Nr art. N-0105: pręty o dł. 60 mm – 15 szt., dł. 100 mm – 56 szt., pręty przedłużające o dł. 150 mm (do nakładania na pręty o dł. 100 mm) – 6 szt.