




## Szklanki laboratoryjne ze szkła Duran - Schott Verran



Szklanka laboratoryjna z uchwytem. Wykonana ze szkła Duran. Odporna na wysoką temperaturę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-1085	Szklanki laboratoryjne ze szkła Duran - z uchwytem	6 szt.

### Opis

Szklanka laboratoryjna z uchwytem. Wykonana ze szkła Duran. Odporna na wysoką temperaturę.

**Pojemność:** 250 ml.

Opakowanie zawiera 6 sztuk.