



Wanienka ociekowa ze stali szlachetnej

Wanienka z wyjmowanym wkładem sitowym. Idealna do odstawiania gorących przedmiotów na stole laboratoryjnym. Nadaje się także do zamrożonych pojemników, które mogą powoli się rozmrażać. Zatrzymuje płyny i w razie potrzeby może zostać opróżniona.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.
	1-1190	Wanienka ociekowa ze stali szlachetnej	310 x 125 x 30 mm
	1-1191	Wanienka ociekowa ze stali szlachetnej	320 x 200 x 27 mm
	1-1193	Wanienka ociekowa ze stali szlachetnej	440 x 270 x 27 mm
	1-1192	Wanienka ociekowa ze stali szlachetnej	560 x 200 x 27 mm

Opis

Wanienka z wyjmowanym wkładem sitowym. Idealna do odstawiania gorących przedmiotów na stole laboratoryjnym. Nadaje się także do zamrożonych pojemników, które mogą powoli się rozmrażać. Zatrzymuje płyny i w razie potrzeby może zostać opróżniona.