



## Drabinki

Drabinki aluminiowe do laboratorium, 2 lub 3-stopniowe. Łatwe do przesunięcia, złożenia i schowania. Przy obciążeniu drabinki rolki chowają się automatycznie. W kolorze żółtym lub aluminiowym. Stopień górny o szer. ok. 20 cm. Wykonane według norm EN 131, DIN 4569, TÜV/GS. Obciążenie do 150 kg.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                 | Kolor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|
|  | 2-1978  | Drabinka - 2 x 2 stopnie - wys. 44 cm | żółty      |
|  | 2-1979  | Drabinka - 2 x 3 stopnie - wys. 66 cm | metaliczny |

### Opis

Drabinki aluminiowe do laboratorium, 2 lub 3-stopniowe. Łatwe do przesunięcia, złożenia i schowania. Przy obciążeniu drabinki rolki chowają się automatycznie. W kolorze żółtym lub aluminiowym. Stopień górny o szer. ok. 20 cm. Wykonane według norm EN 131, DIN 4569, TÜV/GS. Obciążenie do 150 kg.