



Probówki szklane bakteriologiczne - z prostym brzegiem

Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	S-1498	Probówki szklane bakteriologiczne	10 x 100 mm	100 szt.
	S-1499	Probówki szklane bakteriologiczne	12 x 100 mm	100 szt.
	S-1500	Probówki szklane bakteriologiczne	15 x 150 mm	100 szt.
	S-1501	Probówki szklane bakteriologiczne	16 x 180 mm	100 szt.
	S-1638	Probówki szklane bakteriologiczne	16 x 160 mm	100 szt.
	S-1502	Probówki szklane bakteriologiczne	18 x 180 mm	100 szt.
	S-1503	Probówki szklane bakteriologiczne	18 x 200 mm	100 szt.
	S-1504	Probówki szklane bakteriologiczne	21 x 200 mm	100 szt.

Opis

Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Podane wymiary dotyczą średnicy zewnętrznej.