



Akcesoria do wirówki IKA G-L



Akcesoria do wirówki IKA G-L pozwalają dostosować to urządzenie do wirowania pasków PCR i probówek PCR o różnych objętościach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4991	Rotor na 16 probówek PCR o poj. 0,2 ml lub 2 paski	0030001345
	K-4992	Adaptery do probówek o poj. 0,2 ml - 6 szt.	0030001346
	K-4993	Adaptery do probówek o poj. 0,5 ml - 6 szt.	0030001347
	K-4994	Adaptery do probówek o poj. 0,4 ml - 6 szt.	0030001334

Opis

Akcesoria do wirówki [IKA G-L](#) pozwalają dostosować to urządzenie do wirowania pasków PCR i probówek PCR o różnych objętościach.

Rotor K-4991 przeznaczony jest na 16 probówek PCR o poj. 0,2 ml lub 2 paski PCR.

Adaptery K-4992, K-4993, K-4994 są przeznaczone do rotora na 12 probówek o poj. 1,5/2,0 ml dostarczanego wraz z wirówką [IKA G-L](#). Pozwalają one na wirowanie w tym rotorze probówek o poj. 0,2 ml, 0,4 ml lub 0,5 ml.