



Zestaw pędzli

Zestaw pędzli wykonanych z naturalnego i sztucznego włosia. Przeznaczony do czyszczenia wrażliwych przedmiotów oraz instrumentów optycznych lub do znakowania substancji i wyposażenia laboratoryjnego. Pędzle zamocowane są w chromowanej, metalowej oprawie. Posiadają trzonki lakierowane na biało. Zestaw składa się z 6 pędzli (szpiczaste i płaskie). Dostarczany na podkładce z przeźroczystą pokrywką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	1-7034	Zestaw pędzli	zestaw 6 szt.

Opis

Zestaw pędzli wykonanych z naturalnego i sztucznego włosia. Przeznaczony do czyszczenia wrażliwych przedmiotów oraz instrumentów optycznych lub do znakowania substancji i wyposażenia laboratoryjnego. Pędzle zamocowane są w chromowanej, metalowej oprawie. Posiadają trzonki lakierowane na biało. Zestaw składa się z 6 pędzli (szpiczaste i płaskie). Dostarczany na podkładce z przeźroczystą pokrywką.

Materiał: delikatne włosie kuny czerwonej oraz sztuczne włosie.