



Zmiotka i szufelka laboratoryjna

Zmiotka

Wykonana z nie lakierowanego drewna, z drobnym włosiem końskim. Przystosowana także do przedmiotów wrażliwych.

Szufelka

Wykonana ze stali szlachetnej, z gumowym obrzeżem zabezpieczającym przed zarysowaniem przedmiotów lub podłogi. Stabilna i wytrzymała chemicznie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-3274	Zmiotka
	2-3273	Szufelka ze stali szlachetnej

Opis

Zmiotka

Wykonana z nie lakierowanego drewna, z drobnym włosiem końskim. Przystosowana także do przedmiotów wrażliwych.

Długość: 30 cm

Szufelka

Wykonana ze stali szlachetnej, z gumowym obrzeżem zabezpieczającym przed zarysowaniem przedmiotów lub podłogi. Stabilna i wytrzymała chemicznie.

Wymiary: dł. 23 cm, szer. 18,5 cm