



Probówki bakteriologiczne z gwintem - DURAN[®]



Probówki bakteriologiczne z gwintem wykonane ze szkła Duran. Z komplecie z zakrętką wykonaną z PBT i uszczelką silikonową pokrytą PTFE. Wysoka odporność chemiczna i termiczna. Autoklawowalne (zakrętka musi być przynajmniej częściowo odkręcona).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Gwint	Pojemność	Szt./Op.
	G-3011	Probówki bakteriologiczne z nakrętkami	12 x 100 mm	GL14	6 ml	50 szt.
	G-3012	Probówki bakteriologiczne z nakrętkami	13 x 100 mm	GL14	9 ml	50 szt.
	G-3013	Probówki bakteriologiczne z nakrętkami	16 x 150 mm	GL18	20 ml	50 szt.
	G-3014	Probówki bakteriologiczne z nakrętkami	16 x 160 mm	GL18	20 ml	50 szt.
	G-3015	Probówki bakteriologiczne z nakrętkami	18 x 180 mm	GL18	30 ml	50 szt.
	G-3016	Probówki bakteriologiczne z nakrętkami	20 x 150 mm	GL18	34 ml	50 szt.

Opis

Probówki bakteriologiczne Duran z gwintem GL14 lub GL18 wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Dostarczane z zakrętką z PBT i uszczelką silikonową pokrytą PTFE. Charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną i termiczną. Autoklawowalne (zakrętka musi być przynajmniej częściowo odkręcona). Zapasowe [zakrętki Duran z PBT](#) można również dokupić osobno.