



Okrągła szczotka laboratoryjna

Poręczna, niewielka szczotka laboratoryjna. Włosie z tworzywa sztucznego. Okrągła główka umożliwia efektywne czyszczenie dużych powierzchni jak stoły, blaty itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	522519	Okrągła szczotka laboratoryjna

Opis

Poręczna, niewielka szczotka laboratoryjna. Włosie z tworzywa sztucznego. Okrągła główka umożliwia efektywne czyszczenie dużych powierzchni jak stoły, blaty itp.

Średnica główki: 65 mm.

Długość włosia: 25 mm.

Długość całkowita: 260 mm.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.