

Próbnik do cieczy, ze stali szlachetnej



Próbnik wykonany ze stali szlachetnej. Łatwy w obsłudze. Próbnik należy zanurzyć z otwartym zaworem w cieczy, która wleje się do niego, następnie zamknąć zawór i włączyć pobraną próbkę do naczynia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Długość x średnica
	7-8600	Próbnik do cieczy	50 ml	40 cm x 33 mm
	7-8601	Próbnik do cieczy	100 ml	40 cm x 40 mm

Opis

Próbnik wykonany ze stali szlachetnej AISI 316L (1.4404).

Łatwo obsługiwany jedną ręką. Próbnik z otwartym zaworem należy zanurzyć w cieczy, która wleje się do niego. Po pobraniu próbki należy zamknąć zawór. W celu uwolnienia próbki należy umieścić próbnik nad naczyniem i kciukiem otworzyć zawór spustowy.