



Maty silikonowe

Maty wykonane z elastycznego silikonu. Mogą być wykorzystywane jako podkład antypoślizgowy na kołyski laboratoryjne, stoły, blaty, itp.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Dł. x szer.	Grubość
	L-1150	Mata silikonowa	niebieska	375 x 295 mm	1,2 mm
	L-1152	Mata silikonowa	czerwona	375 x 275 mm	0,6 mm

Opis

Maty wykonane z elastycznego silikonu. Mogą być wykorzystywane jako podkład antypoślizgowy na kołyski laboratoryjne, stoły, blaty, itp.

Odporność termiczna: -40°C do 220°C.

Dostępna w dwóch kolorach:

- niebieskim (nr art. L-1150) - wymiary 28,5 x 38,5 cm,
- czerwonym (nr art. L-1152) - wymiary 37,5 x 27,5 cm.