




## Sterylnie sztucze do poboru i przygotowania prób



Sterylnie, jednorazowe sztucze z przezroczystego PS. Pakowane indywidualnie. Idealne do pobierania oraz przygotowywania próbek do badań.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                                    | Materiał | Stopień czystości | Pakowane  | Szt./Op.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------|
|   | B-1029  | Łyżki do poboru i przygotowywania prób   | PS       | sterylne          | pak. ind. | 1000 szt. |
|   | B-1030  | Widelce do poboru i przygotowywania prób | PS       | sterylne          | pak. ind. | 1000 szt. |
|  | B-1031  | Noże do poboru i przygotowywania prób    | PS       | sterylne          | pak. ind. | 1000 szt. |

### Opis

Sterylnie, jednorazowe sztucze z przezroczystego PS. Pakowane indywidualnie. Idealne do pobierania oraz przygotowywania próbek do badań.