



Sterylnie łyżeczki do pobierania prób - SteriPlast

Sterylnie, indywidualnie pakowane łyżeczki wykonane z białego polistyrenu. Idealne do pobierania i przygotowywania prób.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Szt./Op.
	B-2900	Sterylnie łyżeczki do pobierania prób	2 ml	125 mm	100 szt.
	B-2901	Sterylnie łyżeczki do pobierania prób	8 ml	150 mm	100 szt.

Opis

Sterylnie, indywidualnie pakowane łyżeczki wykonane z białego polistyrenu. Idealne do pobierania i przygotowywania prób.