



Łyżeczki do próbek, sterylne



Łyżeczki do próbek

Wykonane z polistyrenu. Pakowane sterylnie, pojedynczo do polietylenowych woreczków. Przeznaczone do poboru niewielkich ilości próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	6-2370	Łyżeczki do próbek	1,23 ml	50 szt.
	6-2371	Łyżeczki do próbek	2,46 ml	50 szt.
	6-2372	Łyżeczki do próbek	4,93 ml	50 szt.
	6-2373	Łyżeczki do próbek	14,79 ml	50 szt.

Opis

Łyżeczki do próbek

Wykonane z polistyrenu. Pakowane sterylnie, pojedynczo do polietylenowych woreczków. Przeznaczone do poboru niewielkich ilości próbek.

Długość: 178 mm.