



Zestawy do pobierania wymazów mikrobiologicznych Hy Con Check S

MECCONTI

Zestawy do pobierania wymazów mikrobiologicznych Hy Con Check S. Zawierają gąbkę wykonaną z celulozy, rękawicę foliową oraz woreczek na próbkę. W woreczku znajduje się kieszeń, w której można umieścić opis próbki. Zgodne ze standardami ISO 17604, ISO 18593 oraz regulacjami europejskimi nr 2073/2005.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	P-7090	Zestawy do pobierania wymazów mikrobiologicznych Hy Con Check S	sucha gąbka o wym. 6,1 x 8,2 cm	sterylne	pak. ind.	5 szt.

Opis

Zestawy do pobierania wymazów mikrobiologicznych Hy Con Check S. Zawierają gąbkę wykonaną z celulozy, rękawicę foliową oraz woreczek na próbkę. W woreczku znajduje się kieszeń, w której można umieścić opis próbki. Zgodne ze standardami ISO 17604, ISO 18593 oraz regulacjami europejskimi nr 2073/2005.