



Miniwirówka neoFuge[®] 8-6K

FOR MY LAB
neoLab[®]

Mikrowirówka neoFuge[®] 8-6K ze stałą prędkością obrotową 6000 obr./min jest idealnym rozwiązaniem, jeśli konieczne jest szybkie odwirowanie. Rotor z 8 miejscami na standardowe probówki o poj. 1,5 i 2,0 ml. Możliwość zastosowania adapterów do probówek reakcyjnych 0,2 i 0,5 ml (PCR) lub rotora na paski PCR (akcesoria dołączone w zestawie).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręđ. obrotowa	Liczba miejsc
	D-6080	Miniwirówka neoFuge [®]	6000 obr./min	8 miejsc

Opis

Miniwirówka neoFuge[®] jest szczególnie odpowiednia do mikrofiltracji, separacji komórek, sedymentacji odśrodkowej w probówkach i prostego wirowania. Dzięki smukłej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca na stole laboratoryjnym. Wirówka ma 8 miejsc na standardowe probówki o pojemności 1,5 i 2,0 ml. Dołączone adaptery pozwalają na wirowanie probówek PCR o poj. 0,5 ml lub 0,2 ml. Dodatkowy rotor umożliwia pracę z 8-miejscowymi paskami PCR. Cztery przyssawki zapewniają jej stabilność podczas pracy. Ponadto funkcja zatrzymania awaryjnego zapewnia hamowanie wirnika natychmiast po otwarciu pokrywy.

Dostawa obejmuje: wirówkę neoFuge[®] 8-6K, rotor 8-miejscowy na probówki 1,5/2,0 ml, adaptery do probówek reakcyjnych 0,2 i 0,5 ml oraz dodatkowy rotor na probówki PCR w paskach (2 x 8 miejsc).

Dane techniczne

Parametry	neoFuge [®]
Prędkość obr.	6000 obr./min
Maks. wzgl. siła odśrodkowa (RCF)	2000 x g

Parametry	neoFuge®
Kąt nachylenia probówek	45°
Szerokość	157 mm
Długość	162 mm
Wysokość	115 mm
Napięcie sieciowe	230 V
Moc	10 W