



Klamra R 200



Klamra do mocowania homogenizatora T 10 basic do statywu R 104.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4570	Klamra R 200	0003372000

Opis

Klamra R 200 dedykowana do homogenizatora [T 10 basic Ultra-Turrax](#)[®]. Umożliwia ona przymocowanie homogenizatora K-4950 do [statywu R 104](#). Średnica wysięgnika wynosi 8 mm, natomiast jego długość to 130 mm.