



Statyw R 104 - IKA

IKA[®]

Kompaktowy statyw IKA. Maksymalne obciążenie to 0,7 kg. Wysokość 370 mm.
Kompatybilny z homogenizatorem IKA [T 10 basic](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4590	Statyw R 104	0003386000

Opis

R 104 to mały statyw firmy IKA, który pozwala na bezpieczną i wygodną pracę z homogenizatorem [T 10 basic Ultra-Turrax®](#). Jest lekki - waży ok. 900 g. Maksymalne obciążenie to 0,7 kg. Jego wymiary u podstawy wynoszą 242 x 355 mm. Wysokość to 370 mm. Średnica kolumny statywu wynosi 10 mm.