



## Woreczki na próbki RollBag<sup>®</sup>

interscience

Sterylnie, elastyczne i przejrzyste woreczki z tworzywa sztucznego. Posiadają specjalnie zaprojektowane szczelne zamknięcie, zapewniające brak kontaminacji próbka-otoczenie w czasie homogenizacji. Przeznaczone także do próbek żywności, użyteczne m.in. w medycynie, weterynarii, ochronie środowiska. Mogą być mrożone. Odporne na temperatury do 100°C.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                                      | Pojemność | Wymiary      | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|---------------|
|  | K-1100  | Woreczki na próbki RollBag <sup>®</sup> 1300 - sterylne - z polem opisowym | 1300 ml   | 175 x 290 mm | 500 szt. | 145 040       |

### Opis

Praktyczne woreczki do poboru próbek z zamknięciem wzmocnionym drutem ze stali nierdzewnej. Wykonane z kompleksu poliolefinowego Polysilk. Elastyczne i przeźroczyste dostępne w pojemności 1300 ml. Ponieważ woreczki są wstępnie nacięte mogą być bez problemu otwierane. Worki RollBag mają dobrze widoczną strefę do opisu i są szczelnie zamykane. Worki są sterylizowane radiacyjne i odporne na temperaturę do 80°C. Niewątpliwą zaletą woreczków RollBag jest możliwość postawienia ich pionowo bez konieczności używania statywu.