




Mikroskop ręczny Trekker T35

Urządzenie służy do obserwacji przezroczystych ciał stałych bądź cieczy. Uzyskanie szczegółowego obrazu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnego układu optycznego. Okular można wyjąć i stosować jako lupę (powiększenie 10x). Obracane muszle oczne umożliwiają obserwowanie obiektów zarówno prawym, jak i lewym okiem. Posiada funkcję oświetlania obiektów stałych. Posiada także mechanizm ogniskujący.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0990	Mikroskop ręczny

Opis

Urządzenie służy do obserwacji przezroczystych ciał stałych bądź cieczy. Uzyskanie szczegółowego obrazu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnego układu optycznego. Okular można wyjąć i stosować jako lupę (powiększenie 10x). Obracane muszle oczne umożliwiają obserwowanie obiektów zarówno prawym, jak i lewym okiem. Posiada funkcję oświetlania obiektów stałych. Posiada także mechanizm ogniskujący.

Dostawa obejmuje uchwyt magnetyczny, mocujący szkiełka mikroskopowe bądź inne płaskie obiekty na stoliku na próbki, szkiełka mikroskopowe z wgłębieniem do ciekłych próbek, woreczek do przechowywania i baterię (E-Block 9V).

Powiększenie całkowite: 35x.

Wymiary: średnica 100 mm, wys. 25 mm.