



Mikroskop z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

Mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD (powiększenie optyczne 40 do 400x i 4 x zoom cyfrowy) z maksymalnym powiększeniem do 1600x (optyczne i cyfrowe). Wyposażony w kamerę o rozdzielczości 1,3 megapikseli. Tradycyjny okular został zastąpiony przez ekran LCD 3,5 cala.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-5001	Mikroskop z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym

Opis

Mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD (powiększenie optyczne 40 do 400x i 4 x zoom cyfrowy) z maksymalnym powiększeniem do 1600x (optyczne i cyfrowe). Wyposażony w kamerę o rozdzielczości 1,3 megapikseli. Tradycyjny okular został zastąpiony przez ekran LCD 3,5 cala. Posiada wbudowaną kamerę cyfrową do zdjęć i nagrywania video dla celów dokumentacji na komputerze. W samym mikroskopie wbudowana jest wewnętrzna pamięć o pojemności 128 MB. Jako rozszerzenie można zastosować kartę pamięci SD o pojemności do 1 GB (karta nie jest oferowana w dostawie).