



Woreczki BagLight®

interscience

Sterylny woreczki z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie i niskie temperatury (od -40°C do 80°C). Do homogenizacji próbek w stomacherach. Nadają się do zamrażania. Przeznaczone do poboru i przechowywania próbek i zbierania odpadów. Nie posiadają filtra.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1103	Sterylny woreczki BagLight® 100	100 ml	110 x 185 mm	500 szt.	131 025
	K-1104	Sterylny woreczki BagLight®400 PolySilk®	400 ml	175 x 300 mm	500 szt.	132 025
	K-1106	Sterylny woreczki BagLight® 400 PolySilk HD	400 ml	175 x 300 mm	500 szt.	132 325
	K-1078	Sterylny woreczki BagLight® 400 Multilayer®	400 ml	190 x 300 mm	500 szt.	132 225
	K-1094	Sterylny woreczki BagLight® 400 Multilayer® U	400 ml	190 x 300 mm	500 szt.	132 125
	K-1107	Sterylny woreczki BagLight®3500	3500 ml	380 x 600 mm	250 szt.	133 025

Opis

Sterylny woreczki z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie i niskie temperatury (od -40°C do 80°C). Do homogenizacji próbek w stomacherach. Nadają się do zamrażania. Przeznaczone do poboru i przechowywania próbek i zbierania odpadów. Nie posiadają filtra.