



Emiter światła zimnego macrospot 1500

Emiter światła do precyzyjnego oświetlania w mikroskopii, elektronice, kontroli jakości itd. Z możliwością redukcji natężenia oświetlenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-9550	Emiter światła zimnego macrospot 1500
	2-9558	Zapasowa lampa halogenowa 15 V - 150 W

Opis

Emiter światła do precyzyjnego oświetlania w mikroskopii, elektronice, kontroli jakości itd. Z możliwością redukcji natężenia oświetlenia.

Wyposażenie minimalne: emiter światła zimnego macrospot 1500 i 2- lub 3-ramienny światłowód z włókna szklanego o dł. 50 cm (**światłowody należy zamawiać osobno**).

Dane techniczne:

Dwustopniowa regulacja natężenia oświetlenia, chłodzenie powietrzem, oświetlony włącznik/wyłącznik. Halogenowa lampa zwierciadlana 15 V, 150 W, 3200 K, żywotność ok. 50 godz.

Wymiary (bez uchwytu): 230 x 115 x 205 mm (szer. x wys. x gł.)

Ciężar: ok. 4800 g

Pasujące akcesoria (światłowody, filtry itp.) są dostępne pod Nr-Art. 2-9551 i kolejne.