



Akcesoria do densytometrów Biosan



Akcesoria do densytometrów DEN-1, DEN-1B oraz DEN-600 firmy Biosan.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu
	K-7931	Certyfikowany materiał referencyjny	DEN-600
	K-7932	Zestaw standardów kalibracyjnych CKG16	DEN-1, DEN-1B, DEN-600
	K-7933	Adapter A-12	DEN-1B

Opis

Akcesoria do densytometrów DEN-1, DEN-1B oraz [DEN-600](#) firmy Biosan.

Certyfikowany materiał referencyjny K-7931 przeznaczony jest do gęstościomierza [DEN-600](#). Pozwala na jego kalibrację w 4 punktach (0,3532; 1,0512; 2,0425; 2,927). Zestaw standardów kalibracyjnych CKG16 przeznaczony jest do probówek o śr. 16 mm. Umożliwia kalibrację DEN-1, DEN-1B lub [DEN-600](#) w 5 punktach (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0). Adapter K-7933 pozwala na stosowanie probówek o średnicy 12 mm w densytmetrze DEN-1B.