



Olejek immersyjny do mikroskopii

AppliChem 

Niezbędny środek pomocniczy w mikroskopii zgodnie z DIN 58 884. Przeznaczony do wyeliminowania niepożądanego światła rozproszonego podczas wykonywania prac.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6111	Olejek immersyjny dla mikroskopii

Opis

Niezbędny środek pomocniczy w mikroskopii zgodnie z DIN 58 884. Przeznaczony do wyeliminowania niepożądanego światła rozproszonego podczas wykonywania prac.

Współczynnik załamania: 1,480÷1,482.

Opakowanie: butelka 100 ml.