



Statywy na próbki do platformy UP-168



Statywy kątowe na próbki o poj. 15 ml lub 50 ml kompatybilne z perforowaną platformą UP-168 (K-7991). Do stosowania wraz z wytrząsarką PSU-20i (K-7952) lub inkubatorem z wytrząsaniem ES-20/60 i ES-20/80.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Liczba miejsc	Do modelu
	K-7992	Stelaż TR-44/15	15 ml	44 miejsca	PSU-20i, ES-20/60, ES-20/80
	K-7993	Stelaż TR-21/50	50 ml	21 miejsc	PSU-20i, ES-20/60, ES-20/80

Opis

Statywy kątowe na próbki o poj. 15 ml lub 50 ml kompatybilne z perforowaną [platformą UP-168 \(K-7991\)](#) firmy Biosan. Do stosowania wraz z [wytrząsarką PSU-20i \(K-7952\)](#) lub inkubatorem z wytrząsaniem ES-20/60 ([K-7972](#)) i ES-20/80 ([K-7974](#)).

Kąt nachylenia statywów jest regulowany. Stelaż TR-44/15 jest wyposażony w 44 miejsca na próbki typu falcon o poj. 15 ml. Natomiast statyw TR-21/50 posiada 21 miejsc na próbki typu falcon o poj. 50 ml.