



Pojemnik na kasetki do zatapiania

Pojemnik przeznaczony do przechowywania 250 kasetek do zatapiania. Wykonany z polistyrenu. Może być ustawiany piętrowo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.
	7-0020	Pojemnik na kasetki do zatapiania	405 x 230 x 51 mm

Opis

Pojemnik przeznaczony do przechowywania 250 kasetek do zatapiania. Wykonany z polistyrenu. Może być ustawiany piętrowo.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 405 x 230 x 51 mm.