



Platforma do łaźni wodnych z wytrząsaniem Lauda Hydro H



Perforowana platforma ze stali nierdzewnej przeznaczona do łaźni wodnych z wytrząsaniem Lauda Hydro H. Umożliwia montaż uchwytów do kolb Erlenmeyera o poj. od 25 do 1000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. platformy
	K-3071	Platforma perforowana	450 x 300 mm

Opis

Perforowana platforma ze stali nierdzewnej o wymiarach 450 x 300 mm. Można na niej zamontować uchwyty na kolby Erlenmeyera o poj. od 25 do 1000 ml ([K-1617-K-1623](#)). Kompatybilna z łaźniami wodnymi z wytrząsaniem Lauda: Hydro H 20 S ([K-8615](#)), H 20 SW ([K-8616](#)) oraz H 20 SOW ([K-8618](#)).

Platforma wyposażona została w poręczne uchwyty ułatwiające montowanie i wyjmowanie statywów z łaźni, nawet jeżeli wewnątrz jest woda.