



Kasetki do rutynowego zatapiania

Simport

Kasetki wykonane z polimeru o wysokiej gęstości. Idealne do umieszczania preparatów tkankowych podczas zatapiania lub przechowywania. Specjalnie uformowane duże otwory przepływowe ułatwiają wymianę cieczy i optymalizują zatapianie. Kasetki mogą być wielokrotnie zamykane i otwierane. Odporne na działanie rozpuszczalników. Posiadają duże pole na opis.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	7-0010	Kasetki do rutynowego zatapiania	biały	500 szt.
	7-0013	Kasetki do rutynowego zatapiania	żółty	500 szt.
	7-0011	Kasetki do rutynowego zatapiania	różowy	500 szt.
	7-0012	Kasetki do rutynowego zatapiania	zielony	500 szt.
	7-0014	Kasetki do rutynowego zatapiania	niebieski	500 szt.

Opis

Kasetki wykonane z polimeru o wysokiej gęstości. Idealne do umieszczania preparatów tkankowych podczas zatapiania lub przechowywania. Specjalnie uformowane duże otwory przepływowe ułatwiają wymianę cieczy i optymalizują zatapianie. Kasetki mogą być wielokrotnie zamykane i otwierane. Odporne na działanie rozpuszczalników. Posiadają duże pole na opis.