



Naczynie do barwienia według Coplina



Naczynie wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Przeznaczone do jednoczesnego barwienia 10 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. zew. x wys.
	B-0484	Naczynie do barwienia według Coplina	66 x 108 mm

Opis

Naczynie wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Przeznaczone do jednoczesnego barwienia 10 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm.