



Rękawice nitrylowe Dermatril[®] 740 - bezpudrowe



Nitrylowe, bezpudrowe rękawice jednorazowe Dermatril[®] 740 w kolorze niebieskim. Wytrzymałe, a zarazem komfortowe rękawice wykonane z antystatycznego materiału. Nie zawierają lateksu. Posiadają znak CE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Kolor	Rozmiar	Ilość
	T-3141	Rękawice nitrylowe Dermatril 740 - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	niebieskie	XS	100 szt.
	T-3142	Rękawice nitrylowe Dermatril 740 - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	niebieskie	S	100 szt.
	T-3143	Rękawice nitrylowe Dermatril 740 - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	niebieskie	M	100 szt.
	T-3144	Rękawice nitrylowe Dermatril 740 - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	niebieskie	L	100 szt.
	T-3145	Rękawice nitrylowe Dermatril 740 - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	niebieskie	XL	100 szt.
	T-3146	Rękawice nitrylowe Dermatril 740 - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	niebieskie	XXL	100 szt.

Opis

Rękawice nitrylowe Dermatril[®] 740 to produkt zapewniający wysoki poziom ochrony, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu podczas noszenia. Rękawiczki jednorazowe Dermatril[®] charakteryzują się również bardzo dobrą wytrzymałością fizyczną (zwłaszcza dotyczącą rozerwania) w porównaniu z konwencjonalnymi rękawiczkami. Wszystkie rękawiczki są indywidualnie oznakowane odpowiednim znakiem norm naniesionym od wewnątrz (przy użyciu barwnika przyjaznego dla żywności). Materiał, z którego są wykonane jest antystatyczny i nie zawiera substancji alergizujących, takich jak lateks, tiuramy, benzotiazole, czy tiomocznik. Opuszki palców posiadają chropowatą powierzchnię w celu zapewnienia lepszego chwytu. Brzegi mankietów są zawinięte dla łatwiejszego zakładania.

Rękawice Dermatril[®] 740 posiadają oznaczenie CE i są zgodne z normami: EN 374 (kat. III), EN 388 (kat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001.

Grubość warstwy: 0,11 mm.

Długość całkowita: 240-260 mm.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 135 x 255 x 65 mm.

