



Miniciemnia + ręczna lampa UV



Miniciemnia: odpowiednia do chromatografii bibułowej lub chromatografii DC. Można do niej włożyć jedną lub dwie lampy UV o różnych długościach fali. Wyposażona w miękką osłonę twarzy i oczu, nieprzepuszczającą światła. Obudowa wykonana ze stabilnego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. Posiada szklany filtr pochłaniający promieniowanie UV oraz dwa uchwyty do zamocowania lamp UV.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Intensywność światła
	2-2420	Miniciemnia (bez lampy UV)	-
	2-2422	Ręczna lampa UV, z możliwością podłączenia do ciemni	400/610 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

Opis

Miniciemnia: odpowiednia do chromatografii bibułowej lub chromatografii DC. Można do niej włożyć jedną lub dwie lampy UV o różnych długościach fali. Wyposażona w miękką osłonę twarzy i oczu, nieprzepuszczającą światła. Obudowa wykonana ze stabilnego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. Posiada szklany filtr pochłaniający promieniowanie UV oraz dwa uchwyty do zamocowania lamp UV.

Ręczna lampa UV (należy zamawiać osobno).

Moc: 6 W.

Częstotliwość światła: 254/365 nm.