



## Kanistry z zaciskaczem - o poj. 9 l - 20 l

Prostokątny kanister wysokiej jakości. Wykonany z PE. Ze skalą 1/1 litr umieszczoną z przodu. Szeroki otwór ułatwia napełnianie i czyszczenie. Z odpowiednio uformowanym króćcem, na który nałożony jest wąż silikonowy o dł. 35 cm z zaciskaczem ze stali szlachetnej. Po użyciu zaciskacz wkładany jest do uchwytu z boku zbiornika.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                  | Pojemność |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------|
|  | 2-2131  | Kanister z zaciskaczem | 9 l       |
|  | 2-2130  | Kanister z zaciskaczem | 20 l      |

### Opis

Prostokątny kanister wysokiej jakości. Wykonany z PE. Ze skalą 1/1 litr umieszczoną z przodu. Szeroki otwór ułatwia napełnianie i czyszczenie. Z odpowiednio uformowanym króćcem, na który nałożony jest wąż silikonowy o dł. 35 cm z zaciskaczem ze stali szlachetnej. Po użyciu zaciskacz wkładany jest do uchwytu z boku zbiornika.