



Taca zbierająca ze stali szlachetnej

Tace wykonane są z chromowo-niklowej, nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Grubość 0,8 mm. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.
	B-0450	Taca zbierająca ze stali szlachetnej	210 x 145 x 20 mm
	B-0451	Taca zbierająca ze stali szlachetnej	290 x 210 x 20 mm
	B-0452	Taca zbierająca ze stali szlachetnej	580 x 210 x 20 mm
	B-0453	Taca zbierająca ze stali szlachetnej	580 x 400 x 20 mm

Opis

Tace wykonane są z chromowo-niklowej, nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Grubość 0,8 mm. Autoklawowalne.