



Taca preparacyjna ze stali szlachetnej

Wysokiej jakości taca preparacyjna wykonana ze stali szlachetnej. Z zaokrąglonymi kantami i brzegiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.
	2-1330	Taca preparacyjna ze stali szlachetnej	330 x 230 x 30 mm
	2-1331	Taca preparacyjna ze stali szlachetnej	350 x 250 x 30 mm

Opis

Wysokiej jakości taca preparacyjna wykonana ze stali szlachetnej. Z zaokrąglonymi kantami i brzegiem.