


















## Kuwety z PVC - kolorowe



Kuwety laboratoryjne wykonane z niefamiłowego polichlorku winylu. Doskonałe do przechowywania rozmaitych przedmiotów, ze względu na różne kolory kuwet. Trwałe w temperaturach do +70 °C. Posiadają grzbiety na dnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary górne (dł. x szer.)	Wymiary dolne (dł. x szer.)	Wysokość
	B-0464	Kuweta z PVC	biała	18 x 23 cm	14 x 19 cm	40 mm
	B-0465	Kuweta z PVC	biała	24 x 32 cm	19 x 26 cm	50 mm
	B-0466	Kuweta z PVC	biała	32 x 37 cm	26 x 32 cm	50 mm
	B-0467	Kuweta z PVC	biała	43 x 53 cm	31 x 41 cm	105 mm
	B-0468	Kuweta z PVC	biała	52 x 61 cm	42 x 51 cm	110 mm
	B-0469	Kuweta z PVC	biała	63 x 73 cm	51 x 61 cm	110 mm
	B-0470	Kuweta z PVC	czerwona	18 x 23 cm	14 x 19 cm	40 mm
	B-0471	Kuweta z PVC	czerwona	24 x 32 cm	19 x 26 cm	50 mm
	B-0472	Kuweta z PVC	czerwona	32 x 37 cm	26 x 32 cm	50 mm
	B-0473	Kuweta z PVC	czerwona	43 x 53 cm	31 x 41 cm	105 mm
	B-0474	Kuweta z PVC	czerwona	52 x 61 cm	42 x 51 cm	110 mm
	B-0475	Kuweta z PVC	czarna	24 x 32 cm	19 x 26 cm	50 mm
	B-0476	Kuweta z PVC	czarna	32 x 37 cm	26 x 32 cm	50 mm
	B-0477	Kuweta z PVC	czarna	52 x 61 cm	42 x 51 cm	110 mm
	B-0478	Kuweta z PVC	czarna	63 x 73 cm	51 x 61 cm	110 mm

## Opis

Kuwety laboratoryjne wykonane z niełamiwego polichlorku winylu. Doskonale do przechowywania rozmaitych przedmiotów, ze względu na różne kolory kuwet. Trwałe w temperaturach do +70 °C. Posiadają grzbiety na dnie.