



Miska kwadratowa Lux z PP

Kwadratowa, praktyczna miska wykonana z polipropylenu. Uniwersalna, swoje zastosowanie znajdzie w każdym laboratorium. Wytrzymała na pęknięcia. Kolor grafitowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary
	P-1610	Miska kwadratowa Lux z PP	7 l	262 x 262 x 108 mm
	P-1611	Miska kwadratowa Lux z PP	10 l	309 x 309 x 118 mm
	P-1612	Miska kwadratowa Lux z PP	14 l	358 x 358 x 129 mm

Opis

Kwadratowa, praktyczna miska wykonana z polipropylenu. Uniwersalna, swoje zastosowanie znajdzie w każdym laboratorium. Wytrzymała na pęknięcia. Kolor grafitowy.