



Kapsle z gałką - LABOCAP

schuett **biotec**.de

Kapsle aluminiowe z gałką dla różnych kolb i probówek hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny (z chromoniklowej stali) ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo – czyścić używając neutralnych środków. Autoklawowalne (140°C). 100 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Średnica	Szt./Op.
	B-2967	Kapsle z gałką	srebrny	15/16	100 szt.
	B-2968	Kapsle z gałką	srebrny	17/18	100 szt.
	B-2969	Kapsle z gałką	srebrny	19/20	100 szt.
	B-2970	Kapsle z gałką	niebieski	15/16	100 szt.
	B-2971	Kapsle z gałką	niebieski	17/18	100 szt.
	B-2972	Kapsle z gałką	niebieski	19/20	100 szt.
	B-2973	Kapsle z gałką	czerwony	15/16	100 szt.
	B-2974	Kapsle z gałką	czerwony	17/18	100 szt.
	B-2975	Kapsle z gałką	czerwony	19/20	100 szt.

Opis

Kapsle aluminiowe z gałką dla różnych kolb i probówek hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny (z chromoniklowej stali) ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo – czyścić używając neutralnych środków. Autoklawowalne (140°C). 100 sztuk w opakowaniu.