



Kapsle bez uchwyty - LABOCAP

*schuett***biotec**.de

Kapsle aluminiowe bez uchwyty dla różnych kolb i probówek hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny (z chromoniklowej stali) ściskające zewnętrzną ścianę naczyń. Kolor kapsli utleniany anodowo – czyścić używając neutralnych środków. Autoklawowalne (140°C).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Średnica	Szt./Op.
	B-2976	Kapsle bez uchwyty	srebrny	9/10	100 szt.
	B-2977	Kapsle bez uchwyty	srebrny	12/13	100 szt.
	B-2978	Kapsle bez uchwyty	srebrny	14/15	100 szt.
	B-2979	Kapsle bez uchwyty	srebrny	15/16	100 szt.
	B-2980	Kapsle bez uchwyty	srebrny	17/18	100 szt.
	B-2981	Kapsle bez uchwyty	srebrny	19/20	100 szt.
	B-2982	Kapsle bez uchwyty	srebrny	21/23	100 szt.
	B-2983	Kapsle bez uchwyty	srebrny	24/26	100 szt.
	B-2984	Kapsle bez uchwyty	srebrny	28/30	100 szt.
	B-2985	Kapsle bez uchwyty	niebieski	9/10	100 szt.
	B-2986	Kapsle bez uchwyty	niebieski	12/13	100 szt.
	B-2987	Kapsle bez uchwyty	niebieski	14/15	100 szt.
	B-2988	Kapsle bez uchwyty	niebieski	15/16	100 szt.
	B-2989	Kapsle bez uchwyty	niebieski	17/18	100 szt.
	B-2990	Kapsle bez uchwyty	niebieski	19/20	100 szt.
	B-2991	Kapsle bez uchwyty	niebieski	21/23	100 szt.
	B-2992	Kapsle bez uchwyty	niebieski	24/26	100 szt.

	B-2993	Kapsle bez uchwytu	niebieski	28/30	100 szt.
	B-2994	Kapsle bez uchwytu	czerwony	9/10	100 szt.
	B-2995	Kapsle bez uchwytu	czerwony	12/13	100 szt.
	B-2996	Kapsle bez uchwytu	czerwony	15/16	100 szt.
	B-2997	Kapsle bez uchwytu	czerwony	17/18	100 szt.
	B-2998	Kapsle bez uchwytu	czerwony	19/20	100 szt.
	B-2999	Kapsle bez uchwytu	czerwony	21/23	100 szt.
	B-3000	Kapsle bez uchwytu	czerwony	24/26	100 szt.
	B-3001	Kapsle bez uchwytu	czerwony	28/30	100 szt.
	B-3002	Kapsle bez uchwytu	żółty	12/13	100 szt.
	B-3003	Kapsle bez uchwytu	żółty	15/16	100 szt.
	B-3004	Kapsle bez uchwytu	żółty	17/18	100 szt.
	B-3005	Kapsle bez uchwytu	żółty	19/20	100 szt.
	B-3006	Kapsle bez uchwytu	zielony	12/13	100 szt.
	B-3007	Kapsle bez uchwytu	zielony	15/16	100 szt.
	B-3008	Kapsle bez uchwytu	zielony	17/18	100 szt.
	B-3009	Kapsle bez uchwytu	zielony	19/20	100 szt.
	B-3010	Kapsle bez uchwytu	brązowy	12/13	100 szt.
	B-3011	Kapsle bez uchwytu	brązowy	15/16	100 szt.
	B-3012	Kapsle bez uchwytu	brązowy	17/18	100 szt.
	B-3013	Kapsle bez uchwytu	brązowy	19/20	100 szt.
	B-3014	Kapsle bez uchwytu	czarny	12/13	100 szt.
	B-3015	Kapsle bez uchwytu	czarny	15/16	100 szt.
	B-3016	Kapsle bez uchwytu	czarny	17/18	100 szt.
	B-3017	Kapsle bez uchwytu	czarny	19/20	100 szt.
	B-3018	Kapsle bez uchwytu	fioletowy	12/13	100 szt.
	B-3019	Kapsle bez uchwytu	fioletowy	15/16	100 szt.
	B-3020	Kapsle bez uchwytu	fioletowy	17/18	100 szt.

**Opis**

Kapsle aluminiowe bez uchwytu dla różnych kolb i probówek hodowlanych z prostą szyjką. Posiadają sprężyny (z chromoniklowej stali) ściskające zewnętrzną ścianę naczynia. Kolor kapsli utleniany anodowo – czyścić używając neutralnych środków. Autoklawowalne (140°C).