



Koszyki ze stali szlachetnej

Wykonane ze stali szlachetnej. Przeznaczone do przechowywania i transportu narzędzi laboratoryjnych. Rama o grubości 5 mm gwarantuje wysoką stabilność, a siatka z drutu o grubości 1 mm zapewnia wytrzymałość na obciążenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.
	E-7019	Koszyk ze stali szlachetnej	10 x 10 x 10 cm
	E-7020	Koszyk ze stali szlachetnej	12 x 12 x 12 cm
	E-7021	Koszyk ze stali szlachetnej	14 x 14 x 14 cm
	E-7022	Koszyk ze stali szlachetnej	16 x 16 x 16 cm
	E-7023	Koszyk ze stali szlachetnej	18 x 18 x 18 cm
	E-7024	Koszyk ze stali szlachetnej	20 x 20 x 20 cm
	E-7025	Koszyk ze stali szlachetnej	30 x 20 x 20 cm

Opis

Wykonane ze stali szlachetnej. Przeznaczone do przechowywania i transportu narzędzi laboratoryjnych. Rama o grubości 5 mm gwarantuje wysoką stabilność, a siatka z drutu o grubości 1 mm zapewnia wytrzymałość na obciążenia.

Materiał: stal szlachetna 4301, delikatnie polerowana.

Szerokość szczeliny: 8 mm.