



Kriopudełka kartonowe na próbki

Wykonane z impregnowanego kartonu pokrytego warstwą ochronną z PE, odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Z pokrywką. Wkłady na próbki należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wysokość
	2-2700	Kriopudełko z pokrywką	biały	50 mm
	2-2701	Kriopudełko z pokrywką	biały	75 mm
	2-2702	Kriopudełko z pokrywką	biały	100 mm

Opis

Wykonane z impregnowanego kartonu pokrytego warstwą ochronną z PE, odpornego na niskie temperatury i wilgoć. Z pokrywką w zestawie.

Wymiary podstawy: 136 x 136 mm.

Dostępne wysokości: 50, 75 i 100 mm.

[Wkłady do pudełek na próbki o różnych rozmiarach należy zamawiać osobno. Wkłady dostępne są pod Nr-Art. 2-2703 do 2-2708.](#)