



Lupa stojąca ze skalą - pow. 8x

Kwadratowa lupa stojąca. Obudowa z białego tworzywa sztucznego i ze szkła akrylowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Powiększenie
	L-2460	Lupa stojąca	8,0x

Opis

Kwadratowa lupa stojąca. Obudowa z białego tworzywa sztucznego i ze szkła akrylowego.

Powiększenie: 8x.

Skala pomiarowa: 10 mm, jednostronna, odczyt 0,1 mm.

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 38 x 48 x 42 mm.