



## Precyzyjna lupa ze skalą i oświetleniem

**ESCHENBACH**

Precyzyjna lupa ze skalą pomiarową. Przeznaczona do różnych zastosowań w laboratorium, medycynie i technice. Daje wyraźny obraz bez zniekształceń. Wyposażona w poręczny pierścień ogniskujący i achromatyczną soczewkę szklaną. Dostarczana ze standardową skalą (rys. 1). Zakres pomiarowy 20 mm, podziałka 1/10. Ø 23 mm. Obudowa wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                   | Skala                          |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           | 2-9520  | Urządzenie oświetlające LED                             | -                              |
|           | 2-9521  | Precyzyjna lupa ze skalą, średnica 23 mm, powiększ. 10x | -                              |
|           | 2-9522  | Skala pomiarowa do lupy                                 | rys. 1 (20 mm: podziałka 1/10) |
|           | 2-9523  | Skala pomiarowa do lupy                                 | rys. 2                         |
|           | 2-9524  | Skala pomiarowa do lupy                                 | rys. 3                         |
|           | 2-9525  | Skala pomiarowa do lupy                                 | rys. 4                         |

### Opis

Precyzyjna lupa ze skalą pomiarową. Przeznaczona do różnych zastosowań w laboratorium, medycynie i technice. Daje wyraźny obraz bez zniekształceń. Wyposażona w poręczny pierścień ogniskujący i achromatyczną soczewkę szklaną. Dostarczana ze standardową skalą (rys. 1). Zakres pomiarowy 20 mm, podziałka 1/10. Ø 23 mm. Obudowa wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Dostawa w pudełku z tworzywa sztucznego, z miejscem na inne skale.

**Akcesoria (należy zamawiać osobno):** urządzenie oświetlające LED, pracujące na 2 baterie typu Baby (proszę zamawiać osobno), precyzyjne skale pomiarowe do różnych zastosowań.