



Kriopudełka do przechowywania probówek typu Falcon

Kartonowe kriopudełka z polem do opisu i przegrodami. Do przechowywania probówek typu Falcon o poj. 15 lub 50 ml. Odporne na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalników organicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	B-0351	Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 15 ml	36 miejsc
	B-0352	Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 50 ml	16 miejsc

Opis

Kartonowe kriopudełka z polem do opisu i przegrodami. Do przechowywania probówek typu Falcon o poj. 15 lub 50 ml. Odporne na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalników organicznych.

Zakres temperatur: od -196°C do 121°C.