



## Zestaw statywów na pojedyncze probówki typu Falcon o poj. 50 ml

Zestaw pięciu statywów na probówki wirówkowe o poj. 50 ml. Statywy można ze sobą połączyć lub użytkować każdy z nich pojedynczo. Specjalne zagłębienie na spodzie zapewnia bezpieczne osadzenie zarówno probówek z okrągłym, jak i stożkowym dnem. Możliwość autoklawowania.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                           | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|  | 2-6612  | Zestaw statywów na pojedyncze probówki typu Falcon o poj. 50 ml | 5 szt.   |

### Opis

Zestaw pięciu statywów na probówki wirówkowe o poj. 50 ml. Statywy można ze sobą połączyć lub użytkować każdy z nich pojedynczo. Specjalne zagłębienie na spodzie zapewnia bezpieczne osadzenie zarówno probówek z okrągłym, jak i stożkowym dnem. Możliwość autoklawowania.

Zestaw zawiera po 1 statywie w następujących kolorach: niebieski, zielony, żółty, różowy i pomarańczowy.

**Wymiary:** 53 x 70 x 67 mm.