



Statyw na próbki wirówkowe o poj. 50 ml



Statyw z drutu przeznaczony na stożkowe próbki wirówkowe „Blue Max” o poj. 50 ml. Pokryty specjalną epoksydową warstwą tworzywa sztucznego. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-3110	Statyw na próbki wirówkowe, 8-stanowiskowy
	1-3111	Statyw na próbki wirówkowe, 16-stanowiskowy
	1-3112	Statyw na próbki wirówkowe, 36-stanowiskowy

Opis

Statyw z drutu przeznaczony na stożkowe próbki wirówkowe „Blue Max” o poj. 50 ml. Pokryty specjalną epoksydową warstwą tworzywa sztucznego. Autoklawowalny.

Rozmiary stanowisk: 30 x 30 mm.

Dostępny w następujących kombinacjach:

statyw 8-stanowiskowy (2 x 4): 147 x 80 x 89 mm (szer. x gł. x wys.),

statyw 16-stanowiskowy (4 x 4): 158 x 150 x 92 mm (szer. x gł. x wys.),

statyw 36-stanowiskowy (6 x 6): 229 x 229 x 89 mm (szer. x gł. x wys.).