



Akcesoria do inkubatora z wytrząsaniem ES-20/80



Gotowe zestawy platform z koszyczkami na kolby i butelki o poj. od 100 do 1000 ml kompatybilne z inkubatorem z wytrząsaniem ES-20/80 firmy Biosan ([K-7974](#)).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do modelu
	K-8011	Platforma HSP-30/100	ES-20/80
	K-8012	Platforma HSP-16/250	ES-20/80
	K-8013	Platforma HSP-9/500	ES-20/80
	K-8014	Platforma HSP-6/1000	ES-20/80

Opis

Zestawy platform z koszyczkami na kolby i butelki o różnych pojemnościach kompatybilne z inkubatorem z wytrząsaniem ES-20/80 ([K-7974](#)).

Platforma HSP-30/100 (K-8011) pozwala na wytrząsanie 30 butelek lub kolb o poj. 100-150 ml. HSP-16/250 (K-8012) umożliwia natomiast wytrząsanie i inkubację 16 kolb lub butelek o poj. 250-300 ml. Platforma HSP-9/500 (K-8013) posiada 9 koszyczków na kolby i butelki o poj. 500 ml. Platforma HSP-6/1000 (K-8014) jest wyposażona w 6 uchwytów na kolby o poj. 1000 ml.