



Kasety rentgenowskie

Kaseta rentgenowska z lekkiego metalu, z wyjątkowo wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego. Wyposażona w samozabezpieczające, zatrzaskowe zamknięcie obsługiwane jedną ręką, zapobiegające niezamierzonemu otwarciu kasety. Pręt zamykający zabezpiecza pokrywę kasety i zapewnia równomierny nacisk na całej powierzchni. Wysoka jakość wykonania. Nitowana obudowa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	2-2011	Kaseta rentgenowska	24 x 30 cm
	2-2012	Kaseta rentgenowska	20 x 40 cm
	2-2013	Kaseta rentgenowska	35 x 43 cm
	2-2014	Kaseta rentgenowska	30 x 40 cm
	2-2015	Kaseta rentgenowska	18 x 24 cm
	B-1551	Kaseta rentgenowska	13 x 18 cm
	B-1552	Kaseta rentgenowska	35 x 35 cm
	B-1553	Kaseta rentgenowska	15 x 40 cm
	B-1554	Kaseta rentgenowska	15 x 30 cm
	B-1555	Kaseta rentgenowska	18 x 43 cm

Opis

Kaseta rentgenowska z lekkiego metalu, z wyjątkowo wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego. Wyposażona w samozabezpieczające, zatrzaskowe zamknięcie obsługiwane jedną ręką, zapobiegające niezamierzonemu otwarciu kasety. Pręt zamykający zabezpiecza pokrywę kasety i zapewnia równomierny nacisk na całej powierzchni. Wysoka jakość wykonania. Nitowana obudowa.