



Statyw ze stali szlachetnej na próbówki

Statyw ze stali szlachetnej. Na 12 probówek (2 x 6 miejsc) o średnicy do 18 mm. Wysokość 70 mm. Z możliwością sterylizacji w autoklawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1241	Statyw ze stali szlachetnej na próbówki

Opis

Statyw ze stali szlachetnej. Na 12 probówek (2 x 6 miejsc) o średnicy do 18 mm. Wysokość 70 mm. Z możliwością sterylizacji w autoklawie.

Wymiary: 130 x 50 mm.